





Catálogo de Produtos
para higiene bucal



www.medfio.com.br





Escovas Dentais



Qualidade Comprovada

As Escovas Dentais Medfio são fabricadas com matérias-primas atóxicas de excelente qualidade, com cerdas Du Pont, polidas e arredondadas, que promovem a limpeza dos dentes e a saúde das gengivas. Além disso, apresentam um design ergonômico e moderno. As Escovas Dentais Medfio são testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA, conforme Portaria nº 97/96.



A Medfio oferece a possibilidade de personalização das escovas dentais, divulgando a marca da sua empresa ou gestão.

Consulte-nos.



Infantil



Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou extra-macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente em saquinho plástico lacrado**, tipo flow pack.

01



Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou extra-macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado**, tipo flow pack.

02




Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou extra macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente, com e sem estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em blister.**

03



Escova Dental Infantil, cerdas de nylon macias ou extra-macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente em estojo plástico de PVC cristal.**

04



Adulto



Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente em saquinho plástico lacrado**, tipo flow pack.

05



Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta**, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

06



Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente, com ou sem estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em blister**.

07



Escova dental adulto, cerdas de nylon, médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente, com ou sem estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em blister**.

08



Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente em estojo plástico rígido de PVC cristal**.

09



Escova dental adulto, cerdas de nylon, médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, **embalada individualmente em estojo plástico rígido de PVC cristal**.

10



Escova dental para viagem, cerdas de nylon, macias, contendo 38 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, com 04 fileiras de tufos, cabo medindo 11 cm de comprimento, com encaixe no estojo, **embalada individualmente em saquinho plástico lacrado**, tipo flow pack.

11

Bebê



Escova dental massagedora, tipo dedeira, 100% silicone, com cerdas extra-macias, atóxica, esterelizável, para massagear a gengiva e/ou escovar os dentinhos do bebê, **embalada individualmente em saquinho plástico, tipo flow pack ou blister**.

12



Modelos de Impressão

Você pode escolher entre os formatos disponíveis de saquinho/necessaires e personalizar o texto, o desenho que deseja e a cor de impressão. Também pode imprimir logomarca ou slogan.

Veja alguns exemplos a seguir:



13

Kit's de Higiene Bucal

Infantil



Master

Kit de higiene bucal infantil master, contendo:

- 01 Escova dental Infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
- 01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
- 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental;
- 01 Revistinha educativa com assuntos sobre o uso da escova, fio, creme dental e flúor, com 16 páginas para colorir, destinada a promover ensinamentos básicos sobre os cuidados com a higiene bucal.

Versão de embalagem:

- Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

14

03



www.medfio.com.br

AFE ANVISA nº 2.04.089-9

Infantil



Plus

Kit de higiene bucal infantil, contendo:

- 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
- 01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
- 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:

- Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

15

Básico

Kit de higiene bucal infantil, contendo:

- 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
- 01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas.

Versão de embalagem:

- Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 08 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

16

Nécessaire

Kit de higiene bucal infantil, contendo:

- 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
- 01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
- 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:

- Nécessaire plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 10 x 20 cm, com fechamento através de zíper plástico, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

17

Infantil



Cores disponíveis:

- Amarelo
- Azul
- Verde
- Vermelho

Estojo

Kit de higiene bucal infantil, contendo:

01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Gel dental infantil, com 550 ppm de flúor, goma xantana, ph entre 4 e 5, sabor bubble gum, bisnaga plástica com 50 gramas;
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental;
01 Estojo em plástico rígido com abertura em 3 tampas, para proteger, organizar e transportar adequadamente a escova, creme e fio dental.

18



Kit de Higiene Bucal Coletivo

Kit contendo:

36 Porta escovas dentais em plástico rígido atóxico, com ventilação nas extremidades e sistema de encaixe no suporte;
100 Escovas dentais infantis, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas;
12 Géis dentais infantis com flúor, baixa abrasividade, frasco com 100 gramas cada;
01 Suporte retangular de plástico atóxico, espaço para até 40 porta escovas e 1 tubo de gel dental de 100 gramas;
01 Caneta marca plástico;
01 DVD educativo com histórias e atividades sobre saúde bucal para crianças;
01 Caixa jogo de tabuleiro.

19

Adulto

Plus

Kit de higiene bucal adulto, contendo:

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:

- Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

20



Adulto

Básico

Kit de higiene bucal adulto, contendo:

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas.

Versão de embalagem:

- Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 08 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

21



Nécessaire

Kit de higiene bucal adulto, contendo:

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:

- Nécessaire plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 10 x 20 cm, com fechamento através de zíper plástico, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
- Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m², conforme especificação padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através de um cordão.

22



Cores:

- Amarelo
- Azul
- Verde
- Vermelho

Estojo

Kit de higiene bucal adulto, contendo:

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado;
01 Creme dental com flúor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental;
01 Estojo em plástico rígido com abertura em 3 tampas, para proteger, organizar e transportar adequadamente a escova, creme e fio dental.

23



Gel e Creme Dental

Bebê/Infantil



Oral Gift
Gel dental para bebê, sem flúor ou corantes, com xylitol e sabor natural de tutti-frutti, **bisnaga plástica com 50 gramas.**

24



Condor Bambinos
Gel dental sem flúor, baixa abrasividade, sabor morango, **bisnaga plástica com 50 gramas.**

25



Condor Bambinos
Gel dental com 500 ppm de flúor ativo, baixa abrasividade, sabor tutti-frutti, **bisnaga plástica com 50 gramas.**

26



Sanifill Kids
Gel dental com 1.100 ppm de flúor ativo, baixa abrasividade, goma xantana, sabor tutti-frutti, **bisnaga plástica com 50 gramas.**

27



Escovinha
Gel dental infantil, com 550 ppm de flúor ativo, goma xantana, Ph entre 4 e 5, sabor bubble gum, **bisnaga plástica com 50 gramas.**

28



Escovinha
Gel dental infantil, com 1100 ppm de flúor ativo, goma xantana, Ph entre 4 e 5, sabor tutti frutti, **tubo plástico com 100 gramas.**



Escovinha
Gel dental infantil, sem flúor, goma xantana, Ph entre 4 e 5, sabor bubble gum, **tubo plástico com 100 gramas.**

Adulto



Ice-Fresh
Creme dental com 1.500 ppm de flúor ativo, mais cálcio, tripla proteção refrescante, sabor menta, **bisnaga plástica com 50 ou 90 gramas.**

29



Colgate
Creme dental com 1.450 ppm de flúor (Mfp), cálcio e flúor ativo, com pirofosfato tetrassódico, sabor menta, **bisnaga plástica com 50 ou 90 gramas.**

30



Fios Dentais



- Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip.
- Rolos de 25, 50, 100 e 500 metros.



Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, embalagem pocket, com tampa flip, **rolo de 25 metros, embalado individualmente em blister ou saquinho plástico,** tipo flow pack.

31



Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, embalagem pocket, com tampa flip, **rolo de 50 metros, embalado individualmente em blister ou saquinho plástico,** tipo flow pack.

32



Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, embalagem pocket, com tampa flip, **rolo de 100 metros, embalado individualmente em blister ou saquinho plástico,** tipo flow pack.

33



Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, **rolo de 500 metros, embalado individualmente em saquinho plástico,** tipo flow pack.

34

Macro-modelos de manequins odontológicos



Macro-arcada dentária

Macro-modelo de arcada dentária, superior e inferior, com articulador, para demonstração e treinamento em programa de higiene bucal, confeccionada em resina.

35



Macro-periodontais

Contendo:
04 Macro-arcadas inferiores seccionadas, com gengiva móvel, demonstrando a evolução da doença periodontal, confeccionadas em resina.

36



Macro-cáries

Contendo:
03 Macro-dentes seccionados, demonstrando a evolução da cárie dentária, confeccionados em resina.

37



Kit de Macro-modelos

Maleta plástica contendo:

- Macro-modelo de arcada dentária, superior e inferior, articulada.
- Macro-cáries com 03 macro-dentes seccionados demonstrando o desenvolvimento da cárie dentária.
- Macro-periodontais com 04 macro-arcadas inferiores seccionadas com uma gengiva móvel, demonstrando a evolução da doença periodontal.
- Todos os macros-modelos confeccionados em resina.

38

Macro-modelo escova dental

Macro-modelo de escova dental, medindo 35cm de comprimento, para demonstração e treinamento em programas de higiene bucal.



39



www.medfio.com.br

Fone/Fax: (41) 3286-4560

E-mail: vendas@medfio.com.br

MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

MATRIZ ■ R. Nicarágua, 444 - Centro - CEP: 83.320-380 - Pinhais/PR
CNPJ 06.923.493/0001-18 - Insc. Estadual: 903.12532-22

FILIAL ■ R. Anne Frank, 5242 - Boqueirão - CEP: 81.730-010 - Curitiba/PR
CNPJ 06.923.493/0002-07 - Insc. Estadual: 903.76670-02

A Medfio reserva-se o direito de fazer alterações técnicas em sua linha de produtos sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas.

