

▼ Osmose Reversa

Diferenciais:

- Atuando no mercado de purificação de água, com produtos na linha de hemodiálise desde 1968;
- Sistema de gestão da qualidade ISO 9.001, validado desde 2006;
- Produtos nacionais de alta tecnologia;
- Tecnologia alemã aplicada em nossos produtos com qualidade assegurada;
- Projetos 3D;
- Sistemas compactos e silenciosos.


Sistema de osmose reversa Permutation para geração de água purificada para hemodiálise, garantindo níveis de qualidade da água desmineralizada, com alto nível de segurança microbiológica, com as seguintes vantagens: custos altamente competitivos, instalação em espaço reduzido, baixo custo do m³ de água tratada e uso contínuo. Atende integralmente RDC, nº11/2014 - ANVISA.

▼ Projeto em 3D



Central de Água para Diálise

LANÇAMENTOS



Sala de reuso completa com Colméias, Bancadas e Sistema de Exaustão modulares

Colméia Modular para Armazenamento e

▼ **Dispensação de Capilares**

É um equipamento prático e estético que pode ser fixado na parede próximo da bancada de reuso. Facilita o manuseio dos capilares e dispensa o armazenamento dos mesmos em outros tipos de recipientes, racionalizando o aproveitamento do espaço dentro da sala de reuso. Construída em Plástico Polietileno Rotomoldado com montagem por encaixe dos módulos de 4 lugares. Sem reentrâncias, saliências nem «canto morto», minimizando o risco de contaminação e facilitando sua limpeza.



Colméia modular

Sistema Modular de Exaustão para

▼ **bancada de Reuso de Capilares**

- Equipamento de proteção coletiva de alta eficiência para remoção de gases advindos do ácido peracético;
- Sistema construído totalmente em material inerte a corrosão química, proporcionando alta durabilidade;
- Design moderno e ergonômico;
- Adaptável a qualquer modelo de bancada disponível no mercado;
- Garantia de qualidade e confiabilidade da marca Permutation.



Sistema de Exaustão

▼ **Bancada Modular de Reuso de Capilares**

Equipamento consagrado em unidades de Hemodiálise, apresenta ótima relação custo x benefício. Módulos com 2 divisões. Fabricada em Plástico de Engenharia branco de fácil limpeza e resistente a corrosão.

Novidade: ralo individual com grade para cada divisão.



Módulo para Bancada de Reuso



Ralos individualizados

Acompanha:

- Conectores Hansen de bloqueio e passagem;
- Bicos de polipropileno para lavagem das linhas;
- Abraçadeiras em INOX;
- Braços para sustentação em alumínio fundido;
- Manômetro totalmente em INOX sanitário;
- Torneiras de 1/4 de volta.